

Informācija par Sure Sense mikročipu nolasītāju:

1. Lasītāja kompakto dizainu ir viegli turēt vienā rokā.
2. Lasītājam nepieciešamas divas 10, 5 V AA baterijas.
3. Šis produkts nav ūdensdrošs.
4. Šis produkts izmanto RFID (radiofrekvences identifikācija) un tādējādi var radīt problēmas ar jutīgām elektroniskām medicīnas ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem un monitoriem 3 pēdu (1 metra) rādiusā.
5. Maksimālā nolasīšanas distance līdz 3 3/4" (95mm).
6. Mikroshēmu lasītājs ir saderīgs ar parastajiem mikroshēmu tiptiem.
7. Šis ir universāls mikroshēmu lasītājs, kas var lasīt šādus mikroshēmu tipus:
 - FDX-A Non-ISO mikročips
 - FDX-B 15 ciparu mikročips
 - Trovan mikročips
 - Avid mikročips
 - Termočipi
8. Ekrānā tiek parādīts dzīvnieka mikroshēmas numurs, baterijas līmenis un temperatūra.
9. Ja lasītājs nespēj noteikt mikroshēmu, pēc aptuveni 15 sekundēm notiek mikroshēmas skenēšana. LCD ekrānā tiek parādīta X sērija (kā parādīts 6. lappusē), un tas divreiz vibrē, lai uzzinātu, ka skenēšana bijusi neveiksmīga.
- 10.USB savienojamība ar datoru programmatūras atjauninājumu veikšanai.
- 11.Garantija 2 gadi.